

Ingredients that connect

PQ674

PROTEINA DE ARROZ 80%

Lote : 20221212C-1

Lote Interno : 0992/23

Pedido : 373786

Qtd. Embalagens : 1,00 - - Peso : 20,000

Cliente : 02605101 - ZONA CEREALISTA ONLINE LTDA

Data de Fabricação : 12/12/22

Data de Validade : 11/12/24

Ensaio : 436235

Nota Fiscal : 000314726

Método	Ensaios	Resultados	Padrões	Ref
ITO024 POP001	CINZAS	1.10 %	NAO MAIS QUE 5,0%	REF01
ITO016 POP001	PH	5.83	5,5 - 7,5	REF01
ITO017 POP001	PROTEINA (BASE SECA)	85.20 %	NAO MENOS QUE 80,0%	REF01
ITO031 POP001	UMIDADE (%)	3.30 %	NAO MAIS QUE 8,0%	REF01
ITO114 POP001	ASPECTO	CONFORME	PO FINO	REF49
ITO114 POP001	COR	CONFORME	BEGE A AMARELO CLARO	REF49
ITO114 POP001	SABOR / ODOR	CONFORME	CARACTERISTICOS	REF49
ITO018 POP004	SALMONELLA SP	AUSENTE EM 25g	AUSENCIA EM 25 G	REF12


Metodologias

REF01 Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz, Métodos físico-químicos para análise de alimentos. IV Edição - Brasília, 2005.

REF01 Análise de umidade por infravermelho

REF49 Dutcosky, S. D. Análise Sensorial de Alimentos. 3 a edição Curitiba: Champagnat, 2011

REF12 AFNOR Validation BIO 12/32 - 10/11- VIDAS UP Salmonella (SPT) for the detection of Salmonella spp.




Zona Cerealista

online


ALINE EMERENCIANO

Gerente de Controle e Garantia da Qualidade